

YALEPIC[®] 血液 DNA/RNA 提取试剂盒

YALEPIC[®] Blood DNA/RNA Isolation Kit

产品货号: YB25006

产品保存及运输条件:

常温运输; 10 ~ 30°C 室温保存。

产品概述

YALEPIC[®] Blood DNA/RNA Isolation Kit 可从新鲜全血（或用柠檬酸盐、EDTA 或肝素等抗凝剂处理过的多物种血液样品）中提取多样本基因组 DNA 和总 RNA，全程仅需 1 h。本产品采用独特硅基质材料，可高效吸附 RNA，有效去除血红素、肝素等酶抑制剂和杂质蛋白等污染物。提取的 DNA 和 RNA 可用于酶切、PCR、Southern 杂交、RT-PCR、Real Time RT-PCR、芯片分析、高通量测序、Northern Blot、Dot Blot、Poly A 筛选、体外翻译、RNase 保护分析和分子克隆等多种分子生物学实验。

产品组分

序号	产品组分	YB25006 (50 T)
①	RCLP Buffer (10×)	60 ml
②	YL Buffer	36 ml
③	Wash Buffer RA	42 ml
④	Wash Buffer RB	12 ml
⑤	Wash Buffer GA	13 ml
⑥	Wash Buffer GB	16 ml
⑦	RNase-free ddH ₂ O	15 ml
⑧	YGE Buffer	11 ml
⑨	Pure Columns YM2 with Collection Tubes	50 T
⑩	Pure Columns RT with Collection Tubes	50 T

适用范围

≤ 1.5 ml 新鲜全血、用柠檬酸盐、EDTA 或肝素等抗凝剂处理过的血液样品。

自备试剂及仪器

无水乙醇（新开封或提取 RNA 专用）；70% 乙醇（RNase-free ddH₂O 配制）；β-巯基乙醇；Nuclease-free 离心管；Nuclease-free 移液器吸头；高速离心机；恒温水浴锅；涡旋振荡仪等。

实验准备及注意事项

1. 使用本试剂盒前做好防护措施，穿戴实验服、手套、口罩等。
2. 使用 Nuclease-free 的移液器吸头和消耗品，配制溶液应使用 RNase-free ddH₂O，试剂使用完后立即盖好瓶盖，避免交叉污染的风险。
3. 使用新鲜样本，尽量避免反复冻融。否则影响 RNA 提取得率和质量。
4. 本试剂盒不能用于加入抗凝剂的冷冻血液样本 RNA 的提取。
5. **RCLP Buffer (10×)** 需在使用前将溶液用 RNase-free ddH₂O（自备）进行 10 倍稀释，请将稀释后 **1×RCLP 工作液** 置于 2 ~ 8°C 保存。
6. 首次使用 **Wash Buffer RB**, **Wash Buffer GA** 和 **Wash Buffer GB** 前应按照试剂瓶标签加入无水乙醇。
7. 使用前请检查 **YL Buffer** 中是否有晶体析出，如有晶体析出，可放置 56°C 水浴锅使晶体溶解，混匀后方可使用。**YL Buffer** 在使用前请加入β-巯基乙醇，至终浓度为 1%。如 1 ml **YL Buffer** 加 10 μl β-巯基乙醇。加入β-巯基乙醇的 **YL Buffer** 室温可保存 1 个月。

实验流程

1. 向 0.5 ~ 1.5 ml 新鲜的抗凝全血样本中，加入 5 倍体积的 **1× RCLP 工作液**，轻柔涡旋或颠倒混匀。冰上孵育 15 min，孵育过程中混匀两次。（注：孵育过程中悬液会变成透明，证明红细胞被裂解，孵育时间可延长至 20 min）
2. 4°C 2,100 rpm 离心 10 min，小心吸弃上清。
3. 向沉淀中加入 2 倍样本体积的 **1×RCLP 工作液**。轻柔涡旋，充分重悬沉淀。
4. 4°C 2,100 rpm 离心 10 min，小心彻底吸弃上清。
5. 向沉淀中加入 600 μl **YL Buffer**（确认加入β-巯基乙醇），混匀。（注：若样本量 < 0.5 ml，只需加入 350 μl **YL Buffer**）
6. 将步骤 5 所得溶液全部加入到已装入收集管的吸附柱（**Pure Columns YM2 with Collection Tubes**）中，若一次不能将全部溶液加入吸附柱中，可分两次转入，12,000 rpm 离心 2 min，收集滤液于一个新的离心管（自备）。并将吸附柱 **Pure Columns YM2** 放在一个新的 2mL 收集管（自备）中，室温或 4°C 放置，待提 DNA。

● RNA 提取

7. 向过滤液中加入 1 倍体积的 70% 无水乙醇 (自备), 混匀。 (注: 沉淀不影响后续实验)
8. 将步骤 7 所得溶液全部加入到已装入收集管的吸附柱 (**Pure Columns RT with Collection Tubes**) 中, 若一次不能将全部溶液加入吸附柱中, 可分两次转入, 12,000 rpm 离心 20 s, 弃去收集管中废液, 将吸附柱放回收集管中。
9. 向吸附柱中加入 700 μ l **Wash Buffer RA**, 12,000 rpm 离心 15 s, 弃去收集管中废液, 将吸附柱放回收集管中。
10. 向吸附柱中加入 500 μ l **Wash Buffer RB** (使用前检查是否加入无水乙醇), 12,000 rpm 离心 15 s, 弃去收集管中废液, 将吸附柱放回收集管中。重复该步骤一次。
11. 12,000 rpm 离心 2 min, 弃去收集管中的废液。将吸附柱置于室温数分钟, 以彻底晾干。 (注: 乙醇残留会影响后续的酶促反应, 应将吸附柱中残余的乙醇彻底去除)
12. 将吸附柱置于一个新的 Nuclease-free Centrifuge Tubes (1.5 ml) (自备), 向吸附柱的中间部位悬空加入 30 ~ 50 μ l **RNase-free ddH₂O**, 室温放置 2 ~ 5 min, 12,000 rpm 离心 1 min, 收集 RNA 溶液, 提取的 Total RNA 可直接用于下游实验或于 - 85 ~ - 65°C 保存, 防止降解。

注:

- 1) **RNase-free ddH₂O** 体积不应小于 30 μ l, 体积过小影响回收率。
- 2) 如果要提高 RNA 产量, 可用新的 30 ~ 50 μ l **RNase-free ddH₂O** 加入到吸附柱中, 重复步骤 12。
- 3) 如果要提高 RNA 浓度, 可将得到的溶液重新加入到吸附柱中, 重复步骤 12。

● 基因组 DNA 提取

13. 向步骤 6 结束后获得的已装入收集管的吸附柱 **Pure Columns YM2** 中加入 500 μ l **Wash Buffer GA** (使用前检查是否加入无水乙醇), 12,000 rpm 离心 30 s, 弃去收集管中的废液, 将吸附柱重新放回收集管中。
14. 向吸附柱中加入 500 μ l **Wash Buffer GB** (使用前检查是否加入无水乙醇), 12,000 rpm 离心 30 s, 弃去收集管中的废液, 将吸附柱重新放回收集管中。 (注: 如需提高 DNA 纯度, 可重复该步骤一次)
15. 空管 12,000 rpm 离心 2 min, 弃去收集管中的废液。将吸附柱置于室温数分钟, 以彻底晾干。 (注: 乙醇残留会影响后续的酶促反应, 应将吸附柱中残余的乙醇彻底去除)



16. 将吸附柱置于一个新的 Nuclease-free Centrifuge Tubes (1.5 ml) (自备) 中, 向吸附柱的中间部位悬空加入 50 ~ 100 μ l **YGE Buffer** 或 ddH₂O, 室温放置 2 ~ 5 min, 12,000 rpm 离心 1 min, 收集溶液, - 20°C 长期保存。

注:

- 1) 如果下游实验对 pH 值或 EDTA 敏感, 可以用 ddH₂O 洗脱。洗脱液的 pH 值对洗脱效率有很大影响, 若用 ddH₂O 做洗脱液应保证其 pH 值在 7.0 ~ 8.5, pH 值低于 7.0 时洗脱效率不高。
- 2) 如果要提高 DNA 浓度, 可将得到的溶液重新加入到吸附柱中, 重复步骤 16。
- 3) YGE Buffer/ddH₂O 可在 56°C 提前预热加膜中后, 室温静置 2 ~ 5 min。